

Yuwell 8F-5A



Le **Yuwell 8F-5A** fournit de l'oxygène à partir de l'air ambiant grâce à un procédé de filtration chimique sophistiqué. Il suffit de mettre en marche l'appareil et de régler le débit de sortie.

Matériel nécessaire

- 1 Concentrateur 8F-5A
- 2 Un tuyau
- 3 Une lunette à oxygène

Consignes de sécurité

- 1 Ne pas couvrir l'appareil.
- 2 Ne pas placer l'appareil contre un mur ou une cloison.
- 3 Ne pas fumer dans la pièce où est placé et utilisé l'appareil.
- 4 N'approcher jamais de flamme, d'étincelle ou de chaleur vive.
- 5 Ne jamais graisser ou lubrifier l'appareil, le tuyau, les lunettes ou l'humidificateur.
- 6 Ne jamais enduire de graisse quelconque le visage ou les narines

Mise en place

L'appareil doit être placé dans une pièce aérée, sur une surface plane et doit être relié à une prise de courant. Reliez ensuite le tuyau à la sortie du concentrateur, puis les lunettes à l'autre extrémité de ce tuyau.

Mise en route du traitement

Mettez en marche le concentrateur avec le bouton ON (1). Vérifiez que le débit de sortie (2) correspond à votre réglage puis mettez en place les lunettes.



- 1 Bouton ON/OFF
- 2 Débitmètre
- 3 Commande du débitmètre
- 4 Sortie d'oxygène

Arrêt du traitement

Retirez les lunettes et appuyez sur le bouton (1).

Entretien de l'appareil

Essuyez votre concentrateur avec un chiffon sec chaque semaine.

En cas de problème

- Si l'appareil ne délivre pas d'oxygène, ou qu'une alarme sonore retentit en continue :
- Vérifiez que l'appareil est bien branché sur la prise de courant et qu'elle fonctionne.
 - Vérifiez que les lunettes et le tuyau sur toute la longueur ne soit pas pincé.
 - Vérifiez que l'humidificateur soit bien fermé (*).
 - Vérifiez qu'il n'y ait pas d'eau dans le tuyau.

Pour vérifier si de l'oxygène arrive jusqu'aux lunettes, placez les dans un verre d'eau et vérifiez si des bulles se forment.

Fiche Patient

Oxygénothérapie

Yuwell 8F-5A



Cas particulier (*)

Dans certain cas, un humidificateur peut être placé en sortie du concentrateur.

Celui-ci place à l'arrière de l'appareil et le tuyau d'oxygène est relié à la sortie.

Pour le remplissage, nettoyez le, remplissez le d'eau à faible teneur en minéraux et remplacez le.



Spécifications

Dimensions (H x L x P) : 50 x 39 x 24,5 cm

Poids : 15,5 kg

Débitmètre : de 0,5 à 5L/m

Niveau sonore : 52 dB

Alimentation électrique : 230 V, 50Hz



En cas de problème

Si l'appareil ne délivre pas d'oxygène, ou qu'une alarme sonore retentit en continue :

- Vérifiez que l'appareil est bien branché sur la prise de courant et qu'elle fonctionne.
- Vérifiez que les lunettes et le tuyau sur toute la longueur ne soit pas pincé.
- Vérifiez que l'humidificateur soit bien fermé (*).
- Vérifiez qu'il n'y ait pas d'eau dans le tuyau.

Pour vérifier si de l'oxygène arrive jusqu'aux lunettes, placez les dans un verre d'eau et vérifiez si des bulles se forment.